


医療用潤滑剤 **殺菌済**

# ツケルゼリー


- 消化器内視鏡検査などの潤滑剤として幅広い用途にご使用いただけます。
- 水溶性で伸びやすく、乾きにくいゼリーです。
- 水で簡単に洗い流せます。
- 使い切りに便利な10gの小包装タイプもラインナップ。
- 麻酔成分を含んでいません。



内視鏡検査



大腸検査



浣腸



**UDHI UDADM IND LTD**  
**HORII PHARM.IND.,LTD.**

## 用途

内視鏡検査・注腸X線検査・直腸指診及び浣腸の施行時における潤滑補助  
婦人科及び泌尿器科における潤滑補助

\*気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。

## 特長

ゴム・プラスチック・金属に影響がなく、のびやすく、乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。

## 使用上の注意

本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は、使用を中止してください。  
開封後は早めに使用し、キャップは必ず閉めてください。（チューブ包装）

## 成分

精製水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、パラベン

| 品名     | 包装      | 元梱 | JANコード        | GS1コード              |
|--------|---------|----|---------------|---------------------|
| ツケルゼリー | 150g×5本 | 12 | 4987320660083 | (01) 14987320660080 |
|        | 10g×50包 | 12 | 4987320660090 | (01) 14987320660097 |



発売元  堀井薬品工業株式会社  
〒540-0038 大阪市中央区内淡路町1-2-6  
TEL06-6942-3481(代) FAX06-6942-1505

| 営業所  | TEL          | FAX          | 営業所 | TEL          | FAX          |
|------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|
| 札幌   | 011-812-2640 | 011-812-9273 | 東京北 | 048-663-9491 | 048-663-9492 |
| 仙台   | 022-221-3047 | 022-221-1981 | 名古屋 | 052-331-7960 | 052-331-7965 |
| 東京中央 | 03-6658-4380 | 03-3622-9950 | 近畿  | 06-6942-3484 | 06-6943-0650 |
| 東京西  | 042-466-1688 | 042-466-1689 | 広島  | 082-281-2889 | 082-281-2970 |
| 東京城南 | 042-753-3991 | 042-753-8593 | 福岡  | 092-864-5978 | 092-864-5758 |